



## ¿Por qué prescribir un filtro de protección?

- **Prevención.** ML Filter proporciona máxima protección UV, mediante el bloqueo de luz azul, desde los 400 nm hasta 585 nm. El filtrado mediante lentes de absorción es un método eficaz para eliminar la radiación ultravioleta de los espectros de emisión de las fuentes de luz. Este filtrado reduce eficazmente el deslumbramiento originado por la dispersión de la luz a su paso por los medios oculares y el deslumbramiento originado por la fluorescencia del cristalino. Actualmente está demostrada la eficacia del uso de ML Filter para retrasar la progresión de una degeneración macular asociada a la edad (DMAE).
- **Aumento del contraste.** Proporcionan contraste figura-fondo, facilitando los desplazamientos por la calle y el contraste en bordillos y escaleras.
- **Disminución del deslumbramiento.** Reducen el tiempo de adaptación a los cambios luz-sombra.
- **Resistencia al impacto y ligereza.** Disminuyen el riesgo de accidente por rotura o caída, debido a su material orgánico.



ML Filter	Problema visual	Deportes & otras aplicaciones
ML 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catarata</li> <li>• Afaquia y Pseudo-afaquia</li> <li>• DMAE</li> <li>• Glaucoma</li> <li>• Albinismo</li> <li>• Atrofia de nervio óptico</li> </ul>	<b>Ordenador</b> <b>Todo uso</b> <b>Mínimo recomendado</b>
ML CI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pseudo-afaquia</li> <li>• Post cirugía refractiva</li> </ul>	<b>Conducción</b>
ML 500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMAE</li> <li>• Atrofia de nervio óptico</li> </ul>	<b>Golf</b> <b>Esquí</b>
ML 527	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMAE</li> <li>• Retinopatía Diabética</li> <li>• Glaucoma</li> <li>• Retinosis Pigmentaria</li> </ul>	
ML PolaFilter	<b>Problema visual</b>	<b>Deportes &amp; otras aplicaciones</b>
ML 400 PolI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catarata</li> <li>• Post cirugía refractiva</li> </ul>	<b>Pesca</b> <b>Vela</b> <b>Deportes Náuticos</b>
ML CI PolI		
ML 450 PolI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMAE</li> <li>• Retinopatía Diabética</li> <li>• Glaucoma</li> <li>• Retinosis Pigmentaria</li> </ul>	
ML 511 PolI		
ML 527 Pol3		
ML Filter Tono	<b>Problema visual</b>	<b>Deportes &amp; otras aplicaciones</b>
ML CI Tono 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afaquia y Pseudo-afaquia</li> <li>• DMAE</li> <li>• Glaucoma</li> <li>• Albinismo</li> <li>• Atrofia de nervio óptico</li> </ul>	<b>Golf</b> <b>Esquí</b>
ML 527 Tono 3		



### OPTICA ROCA MALAGA

C/Esperanto nº 2

Tlf. 951 138 332

opticaroca@opticaroca.com